

QIOT 雲端平台 使用手冊


(含 20 項平台服務檢測指標說明)

目錄

1. 帳戶資料	1
1.1 登入	2
1.2 修改個人資料	3
1.3 警報設定	4
2. 環境監控	5
2.1 即時數據	5
2.2 即時監控	6
2.3 週期性投料	7
3. 資料分析	8
3.1 20 項平台服務檢測指標	9
4. 即時警報	19
4.1 用戶警報明細	19
5. 線上留言	20

1. 帳戶資料

1.1 登入




1.2 修改個人資料

1.2.1 點擊「帳號資訊」

1.2.2 設定異常示警接收人員，包含 APP 推播、語音簡訊

1.2.3 修改密碼



1.2.1

1.2.2

1.2.3

Copyright © 2019 寬緯科技股份有限公司

1.3 警報設定

1.3.1 點擊「設備維護」項下之「警報設定」


1.3.2 設定數值監控警報

當感測數值達到設定的極高值或極低值時，系統自動發出示警；當感測數值達到設定的高值或低值時，系統會發出示警解除通知。

1.3.3 設定瞬間差異警報

1.3.4 設定系統警報

1.3.5 通報人員設定



The screenshot shows the QIOT Cloud interface for configuring alarms. The sidebar on the left has a menu item '設備設定' (1.3.1) highlighted with a red box and an arrow. The main content area is divided into four sections, each with a red box and a label:

- 數值監控警報 (1.3.2):** A table with columns for '資料類型', '極高值', '高值', '訊息', '低值', '極低值', '訊息', '警報等級', '低值時是否發送警報', and '編輯'. A '+新增' button is visible.
- 瞬間差異警報 (1.3.3):** A table with columns for '資料類型', '瞬間差異值', '訊息', '警報等級', and '編輯'. A '+新增' button is visible.
- 系統警報 (1.3.4):** A table with columns for '項目', '狀態', '時間', and '編輯'. The table contains one row: '設備失聯', '未啟用', '分', and a blue '編輯' button.
- 通報人員設定 (1.3.5):** A table with columns for '通知', '名稱', and '編輯'. The table contains one row: 'Timi Lee' and a red '刪除' button.


2. 環境監控

2.1 即時數據

2.1.1 點擊左列「即時數據」

2.1.2 點擊右上角設備清單

2.1.3 選擇設備



The screenshot displays the QIOT Cloud monitoring dashboard. On the left, a navigation menu has '即時數據' (Real-time Data) highlighted with a red box labeled '2.1.1'. The main area shows three data panels for different devices, each with various sensor readings and line graphs. On the right, a '設備清單' (Device List) is visible, with a red box labeled '2.1.2' around the list header and another red box labeled '2.1.3' around a specific device entry.

本文件為寬緯科技股份有限公司專有之財產,非經本公司書面許可,不准透露或使用本文件,亦不准複製或轉變成任何其他形式使用


THE INFORMATION CONTAINED HERE IN IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF QUADLINK TECHNOLOGY, INC..AND SHALL NOT BE DISTRIBUTED THE REPRODUCED,OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR PERMISSION OF QUADLINK TECHNOLOGY, INC.

2.2. 即時監控(針對 QAM300-OC 智能電箱之用戶可透過 IP CAM 監看場域實景)

2.2.1 點擊左列「即時數據」

2.2.2 點擊智能電箱點擊右上角箭頭

2.2.3 點擊 PLAY



(羅Sir)智能電箱 - Monitor




2.3. 週期性投料(針對 QAM300-OC 智能電箱之用戶可設定自動投料)

2.3.1 點選左列「即時數據」

2.3.2 點擊智能電箱點擊右上角箭頭


2.3.3 編輯投料機計時器，設定自動餵食時程



Code	Version	2.5.8.3
Main Current	6.19 A	normal
Waterwheel 1	<input checked="" type="checkbox"/>	2.79 A normal
Waterwheel 2	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A normal
Waterwheel 3	<input checked="" type="checkbox"/>	3.10 A normal
Waterwheel 4	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A normal
Waterwheel 5	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A normal
Feeding Machine	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A normal

4. 即時警報


4.1 點擊左列「即時警報」，內戶用戶警報明細



Confirm	Confirm personnel	Severity level	Time of occurrence	Device Name	Description
<input type="checkbox"/>		Critical	2019-01-29 17		
<input type="checkbox"/>		Critical	2019-01-29 17		
<input type="checkbox"/>		Critical	2019-01-29 17		
<input type="checkbox"/>		Warning	2019-01-29 17		高
<input type="checkbox"/>		Warning	2019-01-29 15		溫度異常
<input type="checkbox"/>		Critical	2019-01-29 15		漏
<input type="checkbox"/>		Warning	2019-01-29 14		過低
<input type="checkbox"/>		Warning	2019-01-29 13		過低
<input type="checkbox"/>		Warning	2019-01-29 11:01:50	10HP / 糞台-2 / 淡水	電流過低

5. 線上留言

5.1 點擊左列「線上留言」，用戶可提供您的建議、使用心得分享或客訴等



The screenshot displays the QIOT Cloud web application interface. On the left is a dark sidebar menu with various navigation options. The 'Online Message' option is highlighted with a red rectangular box and the number '5'. The main content area is titled 'Online Message' and features a table with two columns: 'Date' and 'Content'. A green '+ Add message' button is located in the top right corner of the table area. The footer of the page contains the text 'Copyright © 2018 Quadlink Technology Co., Ltd.' and a small system tray icon.